

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-Z5

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, em conjunto com o analisador de sangue ou o reagente, para analisar o analito. Clinicamente, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células através da diluição da amostra



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente-Z5
Especificações de Embalagem	1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1218

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, em conjunto com o analisador de sangue ou o reagente, para analisar o analito. Clinicamente, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células através da diluição da amostra

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Cloreto de sódio, ácido bórico, conservantes...

