

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LN68P

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células



Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante-LN68P
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L, 4 L, 20 L
Código do Produto	p1250

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, os glóbulos vermelhos são lisados e o componente corante da Solução de Coloração-FN68P cora os glóbulos vermelhos nucleados, em combinação com a dispersão da luz laser e a coloração fluorescente...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.