

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-BC52

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto

Diluyente-BC52

Especificações de Embalagem

5 L, 20 L

Código do Produto

p1257

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Cloreto de sódio, ácido bórico, edetato dissódico, conservantes

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado durante o carregamento e a descarga; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em local seco e bem ventilado...

