

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-DM II

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente-DM II
Especificações de Embalagem	1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1263

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Dilui as células sanguíneas e, em combinação com a técnica de citometria de fluxo baseada nos métodos de impedância, colorimetria, dispersão da luz laser e coloração fluorescente, realiza a classificação, a contagem de células e a determinação de hemoglobina

Composição

Cloreto de sódio...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.