

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LG1

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
LG1Especificações
de Embalagem200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L,
10 L, 20 LCódigo do
Produto

p1264

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem de leucócitos pelo método de impedância...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.