

## Reagente de Diagnóstico In Vitro

## Diluyente-DF

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto

Diluyente-DF

Especificações de Embalagem

5 L, 20 L

Código do Produto

p1265

## Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

## Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

## Composição

Sulfato de sódio, fosfatos, conservantes

## Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado durante o carregamento e a descarga; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em ambiente interior limpo, seco e bem ventilado a 2–35 °C...

