

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente concentrado-BCII

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, juntamente com o analisador de sangue ou os reagentes, detectar a substância a medir; na prática clínica, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células por diluição da amostra



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoDiluyente concentrado-
BCIIEspecificações
de Embalagem500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10
L, 20 LCódigo do
Produto

p1280

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, juntamente com o analisador de sangue ou os reagentes, detectar a substância a medir; na prática clínica, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células por diluição da amostra

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Cloreto de sódio, conservantes...

