

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-FDL 1.5 L

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto

Diluyente-FDL

Especificações de Embalagem

1 L, 1.5 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código do Produto

p1283

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Agente tampão, surfactante

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado durante o carregamento e a descarga; empilhar de acordo com as marcas de seta...

