

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de Coloração–MET

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de Coloração–MET
Especificações de Embalagem	12 mL, 12 mL × 2, 1 L, 2 L
Código do Produto	p1284

Utilização Prevista

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas

Princípio

As células sanguíneas são coradas com o auxílio da solução de coloração para a análise de células sanguíneas e, em combinação com a técnica de citometria de fluxo baseada na dispersão da luz laser e na coloração fluorescente, as células sanguíneas são...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.