

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-HGB I

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
HGB IEspecificações
de Embalagem

5 L, 500 mL, 20 L

Código do
Produto

p1292

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos, e a hemoglobina combina-se com o dodecil sulfato de sódio (SDS) para formar um derivado colorido, $\lambda_{\max}=540\text{nm}\pm\ldots$

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.