

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-AC

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
ACEspecificações
de Embalagem

5 L, 20 L

Código do
Produto

p1295

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de impedância

Composição

Sal de amônio quaternário, agente tampão, sulfato de sódio. Condições de armazenamento...

