

## Reagente de Diagnóstico In Vitro

## Reagente Hemolisante-MB-5LH

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do  
ProdutoReagente Hemolisante-  
MB-5LHEspecificações  
de Embalagem500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20  
LCódigo do  
Produto

p1297

## Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina

## Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

