

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de Coloração–FN68P

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de Coloração–FN68P
Especificações de Embalagem	12 mL, 12 mL × 4, 48 mL, 48 mL × 4, 1 L, 2 L
Código do Produto	p1303

Utilização Prevista

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, a Solução de Coloração–FN68P, com o auxílio do Reagente Hemolisante–LN68P, atua sobre os glóbulos vermelhos nucleados e os leucócitos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.