

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LD68P

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células



Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante-LD68P
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L, 4 L, 20 L
Código do Produto	p1304

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, os glóbulos vermelhos são lisados e os leucócitos são tratados em certa medida para aumentar as diferenças entre as subpopulações de leucócitos, favorecendo assim a coloração pela Solução de Coloração-FD68P...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.