

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-DR6

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente-DR68
Especificações de Embalagem	1 L, 1 L x 4, 4 L
Código do Produto	p1305

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, o Diluyente-DR68 submete os glóbulos vermelhos a um tratamento de esfervilhamento, permitindo que o componente corante da Solução de Coloração-FR68 cora rapidamente os reticulócitos, em combinação com a técnica de citometria de fluxo baseada na dispersão da luz laser e na coloração fluorescente...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.