

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LH68P

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e formar um complexo com a hemoglobina, facilitando assim a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do Produto

Reagente Hemolisante-LH68P

Especificações de Embalagem

500 mL, 1 L, 4 L, 20 L

Código do Produto

p1309

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e formar um complexo com a hemoglobina, facilitando assim a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, os glóbulos vermelhos são lisados para libertar a hemoglobina do seu interior, e a hemoglobina é convertida em metaemoglobina; a determinação quantitativa de hemoglobina é alcançada pelo método colorimétrico...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.