

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de Coloração–FD68P

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoSolução de Coloração–
FD68PEspecificações
de Embalagem12 mL, 12 mL × 4, 48 mL,
48 mL × 4, 1 L, 2 LCódigo do
Produto

p1310

Utilização Prevista

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, a solução de coloração–FD68P cora os leucócitos com o auxílio do reagente hemolisante–LD68P e, em combinação com a dispersão da luz laser e a coloração fluorescente...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.