

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-MB-5EO I

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
MB-5EO IEspecificações
de Embalagem500 mL, 1 L, 4 L, 5 L, 10
L, 20 LCódigo do
Produto

p1312

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

