

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-BC5DP

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, juntamente com o analisador de sangue ou os reagentes, detetar a substância a medir; na prática clínica, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células por diluição da amostra



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente-BC5DP
Especificações de Embalagem	1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1314

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, juntamente com o analisador de sangue ou os reagentes, detetar a substância a medir; na prática clínica, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células por diluição da amostra

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o instrumento possa realizar a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Cloreto de sódio, sulfato de sódio, conservantes

