

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução substrato BK

Este produto destina-se a ser utilizado em conjunto com vários outros reagentes (como anticorpos primários, anticorpos secundários, padrões, solução de parada etc.) para realizar testes de diagnóstico in vitro baseados em princípios imunológicos. Deve ser utilizado somente com o sistema de detecção designado.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução substrato BK
Especificações de Embalagem	130 mL, 130 mL × 4, 500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	1060

Utilização Prevista

Este produto destina-se a ser utilizado em conjunto com vários outros reagentes (como anticorpos primários, anticorpos secundários, padrões, solução de parada etc.) para realizar testes de diagnóstico in vitro baseados em princípios imunológicos. Deve ser utilizado somente com o sistema de detecção designado.

Dispositivos Compatíveis

Beckman Coulter ACCESS 2

Beckman Coulter UniCel Dxl 600 Access

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

