

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de amostra-SY II

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a testar, de modo que o analito possa ser detectado por meio de um instrumento de teste. O produto em si não participa diretamente na detecção



Foto do Produto

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Modelo do Produto           | Diluyente de amostra-SY II |
| Especificações de Embalagem | 2.1 L, 5 L, 10 L           |
| Código do Produto           | 208                        |

Utilização Prevista

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a testar, de modo que o analito possa ser detectado por meio de um instrumento de teste. O produto em si não participa diretamente na detecção

Dispositivos Compatíveis

Sysmex UF-1000i

Sysmex UF-500i

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.