

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de coloração-BA

É utilizado para corar os elementos figurados presentes na urina, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas e o analisador possa classificar e contar as células



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de coloração-BA
Especificações de Embalagem	14 mL, 25 mL
Código do Produto	210

Utilização Prevista

É utilizado para corar os elementos figurados presentes na urina, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas e o analisador possa classificar e contar as células

Dispositivos Compatíveis

- Sysmex UF-1000i
- Sysmex UF-500i

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.