

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Líquido de baina-NUF

Adequado para analisadores que utilizam o princípio da análise por citometria de fluxo. É utilizado para diluir amostras de urina e formar um fluxo de baina, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Líquido de baina-NUF
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	715

Utilização Prevista

Adequado para analisadores que utilizam o princípio da análise por citometria de fluxo. É utilizado para diluir amostras de urina e formar um fluxo de baina, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador.

Dispositivos Compatíveis

- Sysmex UF-3000
- Sysmex UF-4000
- Sysmex UF-5000

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.