

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de coloração-RC

É utilizado para corar os elementos figurados presentes na urina, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas e o analisador possa classificar e contar as células.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de coloração-RC
Especificações de Embalagem	29 mL
Código do Produto	722

Utilização Prevista

É utilizado para corar os elementos figurados presentes na urina, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas e o analisador possa classificar e contar as células.

Dispositivos Compatíveis

Sysmex UF-4000

Sysmex UF-5000

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.