

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de urina-YLT

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação do analisador de urina durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de urina-YLT
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L, 5 L, 20 L
Código do Produto	urineCleaning-663

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação do analisador de urina durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida.

Dispositivos Compatíveis

Urit URIT-1200	Urit URIT-1280	Urit URIT-1500	Urit URIT-1600	Urit URIT-180
Urit URIT-200B	Urit URIT-330	Urit URIT-500B	Urit URIT-55	Urit URIT-560
Urit US-2000				

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.