

كاشف تشخيص مخبري

## محلول تنظيف حمضي YDL للكيمياء الحيوية

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بأجهزة تحليل الكيمياء الحيوية التلقائية، وذلك لتسهيل الاختبار المخبري للمواد المراد اختبارها

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| طراز المنتج     | محلول تنظيف حمضي YDL<br>للكيمياء الحيوية |
| مواصفات التعبئة | mL, 1 L, 5 L, 20 L 50                    |
| رمز المنتج      | p1168                                    |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بأجهزة تحليل الكيمياء الحيوية التلقائية، وذلك لتسهيل الاختبار المخبري للمواد المراد اختبارها

## المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن المادة الخافضة للتوتر السطحي الموجودة في محلول التنظيف تخفض بفعالية التوتر السطحي للبروتينات في نظام التفاعل، مما يجعل البروتينات الموجودة في عينات الدم سهلة الإزالة بالغسيل

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.