

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف حمضي ZY للكيمياء الحيوية

يُستخدم هذا المنتج لتنظيف نظام التفاعل أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الاختبار المخبري للمواد المراد اختبارها

طراز المنتج	محلول تنظيف حمضي ZY للكيمياء الحيوية
مواصفات التعبئة	mL, 60 mL x 8, 480 60 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 20 L
رمز المنتج	p1172



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم هذا المنتج لتنظيف نظام التفاعل أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الاختبار المخبري للمواد المراد اختبارها

المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لأجهزة تحليل الكيمياء الحيوية، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن المادة الخافضة للتوتر السطحي الموجودة في محلول التنظيف تخفف بفعالية التوتر السطحي للمواد المتبقية في جهاز تحليل الكيمياء الحيوية، مما يجعل المواد المتبقية سهلة الإزالة بالغسيل

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.