


كاشف تشخيص مخبري

محلول التحفيز المنظم

كاشف مساعد للمقايسة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايسة المناعية. يُستخدم مع أجهزة تحليل (أنظمة) المقايسة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Architect لأبوت لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل.

طراز المنتج	محلول التحفيز المنظم
مواصفات التعبئة	mL, 975 mL × 4 975
رمز المنتج	43



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايسة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايسة المناعية. يُستخدم مع أجهزة تحليل (أنظمة) المقايسة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Architect لأبوت لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل.

الأجهزة المتوافقة

Abbott ARCHITECT i2000SR

Abbott ARCHITECT i1000SR

Abbott ARCHITECT ci8200

Abbott ARCHITECT i4000SR

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.