


كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم مركز

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية. يُستخدم مع أجهزة تحليل المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة أبوت لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل.

طراز المنتج	محلول منظم مركز
مواصفات التعبئة	mL, 975 mL × 4, 2 L, 975 2 L × 2, 10.0 L
رمز المنتج	44



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية. يُستخدم مع أجهزة تحليل المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة أبوت لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل.

الأجهزة المتوافقة

Abbott ARCHITECT i2000SR

Abbott ARCHITECT i1000SR

Abbott ARCHITECT ci8200

Abbott ARCHITECT i4000SR

أُعَدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.