

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم WH

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Siemens.

طراز المنتج	محلول منظم WH
مواصفات التعبئة	mL, 1500 mL × 2, 20 1500 L
رمز المنتج	54



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Siemens.

الأجهزة المتوافقة

Siemens Siemens CLIA analyzers (series)

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.