

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم Acid 300 mL

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Siemens

طراز المنتج	محلول منظم Acid
مواصفات التعبئة	1500 mL × 2, 1500 mL, 300 mL 300 تغليف مدمج, 20 L × 2
رمز المنتج	p1075



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Siemens

المكونات

يتكون من حمض النتريك والماء وغيرها

التخزين والاستخدام

يتداول بحذر أثناء التحميل والتفريغ، ويكدّس وفق إشارات الأسهم، ويُحفظ في مكان جاف وجيد التهوية...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.