

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم YHL 10 L

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة iFlash

طراز المنتج	محلول منظم YHL
مواصفات التعبئة	L, 10 L, 20 L 1
رمز المنتج	p1090



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة iFlash

المكونات

يتكون من كلوريد الصوديوم والفوسفات والمواد الحافظة والماء

التخزين والاستخدام

يُتداول بحذر أثناء التحميل والتفريغ، ويكدّس وفق إشارات الأسهم، ويُحفظ في مكان جاف وجيد التهوية ونظيف عند 2-35°C...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.