

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف لجهاز تحليل التخثر ZCWY I

هذا المنتج هو محلول تنظيف للنظام التفاعلي لجهاز تحليل التخثر الأوتوماتيكي أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمادة المراد قياسها

طراز المنتج	محلول تنظيف لجهاز تحليل التخثر ZCWY I
مواصفات التعبئة	mL, 5 L, 20 L 500
رمز المنتج	p1100



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج هو محلول تنظيف للنظام التفاعلي لجهاز تحليل التخثر الأوتوماتيكي أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمادة المراد قياسها

المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن المادة الخافضة للتوتر السطحي الموجودة في محلول التنظيف تخفف بفعالية التوتر السطحي للبروتينات في نظام التفاعل، مما يجعل البروتينات الموجودة في عينات الدم سهلة الإزالة بالغسيل...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.