


كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم DIL 100 mL

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة توسو

طراز المنتج	محلول منظم DIL
مواصفات التعبئة	mL، 100 mLx4 100
رمز المنتج	p1148



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة توسو

المكونات

يتكون من مثبت وكلوريد الصوديوم ومادة خافضة للتوتر السطحي ومادة حافظة وماء

التخزين والاستخدام

يُتداول بحذر أثناء التحميل والتفريغ، ويكدّس وفق علامات الأسهم، ويُحفظ في مكان جاف وجيد التهوية ونظيف...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.