

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم XCY

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Snibe

طراز المنتج	محلول منظم XCY
مواصفات التعبئة	mL 714
رمز المنتج	p1149



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة Snibe

المكونات

يتكون من مثبت ومادة خافضة للتوتر السطحي ومادة حافظة وماء

التخزين والاستخدام

يُتداول بحذر أثناء التحميل والتفريغ، ويكدّس وفق علامات الأسهم، ويُحفظ في مكان داخلي نظيف وجاف وجيد التهوية عند 2-35°C...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.