

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم للكهارل-RH

كاشف مساعد لوحدة الكهارل، يُستخدم لتوفير بيئة التفاعل والحفاظ عليها في وحدات الكهارل بأجهزة الكيمياء الحيوية من سلسلة روش-

طراز المنتج	محلول منظم للكهارل-RH
مواصفات التعبئة	mL, 2.0 L, 2.0 L × 2 600
رمز المنتج	63



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد لوحدة الكهارل، يُستخدم لتوفير بيئة التفاعل والحفاظ عليها في وحدات الكهارل بأجهزة الكيمياء الحيوية من سلسلة روش-

الأجهزة المتوافقة

Roche Cobas c702

Roche Cobas c701

Roche Cobas c502

Roche Cobas c501

Roche Modular P

Roche Modular D

أُعدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.