

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف الأقطاب RL 100 mL

يُستخدم لتخفيف العينة المراد فحصها وإسالتها، بحيث يمكن قياس المواد المراد تحديدها باستخدام وحدة الكهارل، ولا يشارك الكاشف نفسه مباشرةً في القياس

طراز المنتج	محلول تخفيف العينة-RH
مواصفات التعبئة	L، 2 Lx2، 300 mL 2.0
رمز المنتج	p1064



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف العينة المراد فحصها وإسالتها، بحيث يمكن قياس المواد المراد تحديدها باستخدام وحدة الكهارل، ولا يشارك الكاشف نفسه مباشرةً في القياس

المبدأ

تعتمد طريقة القطب الكهربائي لتحديد الشوارد على نيرن...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.