


كاشف تشخيص مخبري

محلول الصبغ 4DS

يُستخدم لصبغ خلايا الدم لتمكين ملاحظة شكلها وبنيتها، بما يسمح لجهاز تحليل الدم بإجراء تصنيف خلايا الدم وعدّها

طراز المنتج	محلول الصبغ 4DS
مواصفات التعبئة	mL, 28 mL 42
رمز المنتج	p1093



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم لصبغ خلايا الدم لتمكين ملاحظة شكلها وبنيتها، بما يسمح لجهاز تحليل الدم بإجراء تصنيف خلايا الدم وعدّها

المبدأ

تُصبغ كريات الدم البيضاء بمساعدة محلول الصبغ لتحليل خلايا الدم، وبالاقتراح مع تقنية قياس التدفق الخلوي المعتمدة على تشتت ضوء الليزر والصبغ الفلوري، يتم فحص كريات الدم البيضاء

المكونات

صبغة فلورية

أُعِدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.