

كاشف تشخيص مخبري

## محلول تخفيف MEK9100 20 L

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| طراز المنتج     | محلول تخفيف MEK9100        |
| مواصفات التعبئة | L, 5 L, 10 L, 18 L, 20 L 1 |
| رمز المنتج      | p1115                      |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

## المبدأ

يخفف خلايا الدم، ويُجري تصنيف الخلايا وعدّها وتحديد الهيموغلوبين بالاقتران مع تقنية قياس التدفق الخلوي المعتمدة على المعاوقة وقياس الألوان وتشتت ضوء الليزر والصبغ الفلوري

## المكونات

كبريتات الصوديوم، ترائي(هيدروكسي ميثيل)أمينوميثان

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.