

كاشف تشخيص مخبري

محلول تخفيف MEK

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

طراز المنتج	محلول تخفيف MEK
مواصفات التعبئة	L, 20 L 5
رمز المنتج	p1117



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

المبدأ

يخفف خلايا الدم، ويُجري تصنيف الخلايا وعدّها وتحديد الهيموغلوبين بالاقتران مع تقنية قياس التدفق الخلوي المعتمدة على المعاوقة وقياس الألوان وتشتت ضوء الليزر والصبغ الفلوري

المكونات

كبريتات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، فوسفات، مواد حافظة

أُعِدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.