

كاشف تشخيص مخبري

محلول تخفيف DMR

يُستخدم لتخفيف عينة الدم الكامل المراد تحليلها، وبالتعاون مع جهاز تحليل الدم أو الكاشف، لتحليل المادة المراد قياسها. سريرياً، يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتحضير معلق من الخلايا عن طريق تخفيف العينة

طراز المنتج	محلول تخفيف DMR
مواصفات التعبئة	L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L 1
رمز المنتج	p1128



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف عينة الدم الكامل المراد تحليلها، وبالتعاون مع جهاز تحليل الدم أو الكاشف، لتحليل المادة المراد قياسها. سريرياً، يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتحضير معلق من الخلايا عن طريق تخفيف العينة

المبدأ

يخفف خلايا الدم ليقوم جهاز التحليل بعدّ خلايا الدم وتصنيفها بطريقة المعاوقة

المكونات

كلوريد الصوديوم، كبريتات الصوديوم، إيديتات ثنائي الصوديوم...

أُعَدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.