

كاشف تشخيص مخبري

محلول تخفيف العينة-BS

يُستخدم لتخفيف العينة المراد اختبارها وإسالتها، بحيث يمكن قياس المادة المراد قياسها باستخدام وحدة الشوارد (الكهارل). ولا يشارك المنتج نفسه بشكل مباشر في القياس

طراز المنتج	محلول تخفيف BS
مواصفات التعبئة	L 2.0
رمز المنتج	p1156



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف العينة المراد اختبارها وإسالتها، بحيث يمكن قياس المادة المراد قياسها باستخدام وحدة الشوارد (الكهارل). ولا يشارك المنتج نفسه بشكل مباشر في القياس

المبدأ

في طريقة القطب الكهربائي، يعتمد تحديد الشوارد على معادلة نرنست، وبالنسبة للأيونات أحادية التكافؤ عند 25 °C تُبسَّط معادلة نرنست إلى: $E = E_0 + 0.05916 \lg a$ ، حيث E هو جهد القياس و E_0 هو الجهد الابتدائي...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.