


كاشف تشخيص مخبري

محلول تخفيف UT II

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

طراز المنتج	محلول تخفيف UT II
مواصفات التعبئة	L, 20 L 5
رمز المنتج	p1191



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

المبدأ

يخفف خلايا الدم، ويُجري تصنيف الخلايا وعدّها وتحديد الهيموغلوبين بالاقتران مع تقنية قياس التدفق الخلوي المعتمدة على المعاوقة وقياس الألوان وتشتت ضوء الليزر والصبغ الفلوري

المكونات

كبريتات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، محلول منظم (داري) من الفوسفات، مواد حافظة...

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.