

كاشف تشخيص مخبري

محلول تخفيف KL2

يُستخدم لتخفيف عينة الدم الكامل المراد تحليلها، وبالتعاون مع جهاز تحليل الدم أو الكاشف، لتحليل المادة المراد قياسها. سريرياً، يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتحضير معلق من الخلايا عن طريق تخفيف العينة

طراز المنتج	محلول تخفيف KL2
مواصفات التعبئة	L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L 1
رمز المنتج	p1209



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف عينة الدم الكامل المراد تحليلها، وبالتعاون مع جهاز تحليل الدم أو الكاشف، لتحليل المادة المراد قياسها. سريرياً، يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتحضير معلق من الخلايا عن طريق تخفيف العينة

المبدأ

يخفف خلايا الدم ليقوم جهاز التحليل بعد خلايا الدم وتصنيفها بطريقة المعاوقة

المكونات

هيدروكسيد الصوديوم، كبريتات الصوديوم، إيديتات ثنائي الصوديوم...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.