

كاشف تشخيص مخبري

## محلول تخفيف Z5

يُستخدم لتخفيف عينة الدم الكامل المراد تحليلها، وبالتعاون مع جهاز تحليل الدم أو الكاشف، لتحليل المادة المراد قياسها. سريراً، يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتحضير معلق من الخلايا عن طريق تخفيف العينة

| طراز المنتج     | محلول تخفيف Z5            |
|-----------------|---------------------------|
| مواصفات التعبئة | L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L 1 |
| رمز المنتج      | p1218                     |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف عينة الدم الكامل المراد تحليلها، وبالتعاون مع جهاز تحليل الدم أو الكاشف، لتحليل المادة المراد قياسها. سريراً، يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتحضير معلق من الخلايا عن طريق تخفيف العينة

## المبدأ

يخفف خلايا الدم ليقوم جهاز التحليل بعد خلايا الدم وتصنيفها بطريقة المعاوقة

## المكونات

كلوريد الصوديوم، حمض البوريك، مواد حافظة...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.