

كاشف تشخيص مخبري

## محلول تخفيف DF

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

| طراز المنتج     | محلول تخفيف DF |
|-----------------|----------------|
| مواصفات التعبئة | L, 20 L 5      |
| رمز المنتج      | p1265          |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

يُستخدم لتخفيف العينة وتحضير معلق من الخلايا قبل تحليل خلايا الدم

## المبدأ

يخفف خلايا الدم ليقوم جهاز التحليل بعدّ خلايا الدم وتصنيفها بطريقة المعاوقة

## المكونات

كبريتات الصوديوم، فوسفات، مواد حافظة

## التخزين والاستخدام

يُتداول بحذر أثناء التحميل والتفريغ، ويكدّس وفق علامات الأسهم، ويُحفظ في مكان داخلي نظيف وجاف وجيد التهوية عند 2-35°C...

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.