

كاشف تشخيص مخبري

محلول الركيزة BK

يُستخدم هذا المنتج مع كواشف أخرى متعددة (مثل الأجسام المضادة الأولية والثانوية والمواد المعيارية ومحلول الإيقاف وغيرها) لإتمام الفحص التشخيصي المخبري القائم على المبادئ المناعية. ويُستخدم فقط مع نظام الفحص المحدد.

طراز المنتج	محلول الركيزة BK
مواصفات التعبئة	mL, 130 mL × 4, 500 130 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
رمز المنتج	1060



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم هذا المنتج مع كواشف أخرى متعددة (مثل الأجسام المضادة الأولية والثانوية والمواد المعيارية ومحلول الإيقاف وغيرها) لإتمام الفحص التشخيصي المخبري القائم على المبادئ المناعية. ويُستخدم فقط مع نظام الفحص المحدد.

الأجهزة المتوافقة

Beckman Coulter UniCel Dxl 600 Access

Beckman Coulter ACCESS 2

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.